



LEGENDE:

- 1 Wasserzufluss (bauseitig mit Eckventil für Rohranschluss ϕ 10 und Feinfilter
- 2 Druckluft (bauseitig mit Eckventil für Rohranschluss ϕ 10 und Feinfilter.
- 3 Saugleitung oder Abluft
DN 40 HT-PP, DIN 19560
- 4 Wasserabfluss
DN 40 HT-PP, DIN 19560
- 5 Isolierrohr PG 23 oder PG 29
oder DN 40 HT-PP, DIN 19560
- 5a Potentialausgleichsleitung
min. 4mm².
- 5b Netzleitung 3 x 1,5 mm², 16A
- 5c Steuerleitung 3 x 1,5mm²,
für Saugmaschine
- 5d Kabel 2 x 0,75 mm², für Klingel,
Türöffner usw.

Maßstab: 1:1

08.12.2009