

ULTRADENT

DIE MANUFAKTUR FÜR BEHANDLUNGSEINHEITEN

DIE NEUE DESIGN-EDITION ODE00 ^{U 3000}



PREISLISTE ODE00 ^{U 3000} gültig ab Mai 2021



Lackierung: Reinweiß RAL 9010
 Kontrastfarbe: Hellgrau
 Polsterfarbe: Schwarz 1007 T
 Akzentpolsterfarbe: Hellgrau 1011 T

Abbildungen können von aktuellen Modellen abweichen und zusätzliche Ausstattung beinhalten.

Zahnarztelement U 3000 Basis



Assistenzelement Einsteiger



Schwenkbare Speischale



Behandlungsleuchte Solaris 2



Polster mit 2 Farben



Stuhlbasis UD 2022 mit Kreuzfußschalter



Produktinformation ODE00 U 3000:
www.ultradent.de/ultradent-portfolio/ode00/
 ULTRADENT Webseite: www.ultradent.de
 Konfigurator ULTRATOOL:
www.ultradent.de/ultratool

Gerätebeschreibung

Zahnarztelement: 3000 S

Bodenmontierter Schwenkarm mit 2 Gelenken, Ablage für 2 Normtrays, Digital-Anzeige, alle Funktionen werden über den Fußanlasser und Display gesteuert bzw. abgerufen. Leistungseinstellung 10, 20, 30, ...100%, Fix-Taste, Spraywasserheizung, Sprayeinrichtung für alle Antriebe rücksaugfrei, Spanbläseeinrichtung für alle Turbinen- und Motoreinrichtungen, 6 Ablageköcher mit herausnehmbaren, autoklavierbaren Köchern. Bedienung Schalen-spülung und Mundglasfüller, Wassereinheit, Stuhlbedienung und Stuhlprogramme, Versorgungsschlauch 2,5 m, Klingel-Taste, RKI-Spülung.

Wassereinheit: U 743

Stuhlmontierte Wassereinheit mit Platzwähler (Saugstromventil), abnehmbare Keramikschale weiß, Mundglasfüller und Schalen-spülung. Vorbereitet für Einbau von Mundspülbeckenventil, alternativ Separierautomatik oder Amalgamabscheider.

Assistenzelement

Versorgungselement:

Mit Zentralschalter, Warmwasserheizung, Schwachstromversorgung.

Patientenstuhl: UD 2022

Mit glattem und weichem Polster, neue Antriebstechnik mit Soft-Start/Stop, Auf- und Abbewegung, Kippung der Rückenlehne, automatische Kompensationsbewegung der Rückenlehne (Trendelenburg-Bewegung), Kreuzfußschalter zur Stuhlbewegung und zum Programmabruf integriert, 5 Positionen programmierbar (Behandlungsposition 1-3, Spül- und Ausstiegsposition), ausziehbare und schwenkbare Kopfstütze mit U-Polster (magnetisch), schmale oder breite Rückenlehne, drei Sicherheitsabschalter.

Behandlungsleuchte: Solaris 2

Arbeitsessel

Farben: Lackierung: Reinweiß RAL 9010. Kontrastfarbe Zahnarztelement: Hellgrau.

Polsterfarben:


Bezug wahlweise nach Polster Musterkarte. Kombination mit 2 Polsterfarben möglich.

Behandlungseinheit mit empfohlener Grundausstattung

Bestell-Nr.	Artikelbeschreibung	Preis in € exkl. MwSt.
898612	Behandlungseinheit ODE00 U 3000 bestehend aus: Zahnarztelement U 3000 S schwenkbar, Wassereinheit, Anbauträger, Versorgungselement Patientenstuhl UD 2022	34.900,-
8389	Zahnarztelement U 3000 Basis	
810710	Schwenkarm U 3000	
8238	Mehrfunktionsspritze ohne Medienheizung D	
8848	1. Lichtturbineneinrichtung für 4-Loch-Anschluss	
8430	1. Lichtmicromotor K 2 (4.000 - 40.000 U/Min)	
8037	Fußanlasser F 10, mit Kabel, stufenlos regelbar	
8492	Wassereinheit U 743	
841510	Assistenzelement Einsteiger	
8809	Mundspülbeckenventil	
8380	Schale Keramik, schwenkbar	
8154	Anbauträger mit Gleiter (inkl. 8158)	
8322	Traytisch U 651 für zwei Normtrays	
8265	Versorgungselement	
8448	DVGW-Trennstrecke, Permanent-/Intensiventkeimung	
8194	Patientenstuhl UD 2022	
8854	Rückenlehne, breit	
8041	Kopfstütze „Alle“	
8141	Soft-/Lounge-Polsterung Patientenstuhl, lang	
8521	Behandlungsleuchte Solaris 2	
852110	Bausatz Gerätemodell Solaris 2/3	
Preis inklusive empfohlener Grundausstattungen		34.900,-


Zusätzliche Ausstattung

Bestell-Nr.	Artikelbeschreibung	Preis in € exkl. MwSt.
Zahnarztelement		
814810	RKI-Spülsystem, integriert	541,-
8237	Mehrfunktionsspritze mit Medienheizung D	1.432,-
885010	1. Primea Advanced Air System Lichtturbineneinrichtung, inkl. Schnellkupplung und Hybridhandstück	3.580,-
8233	1. Lichtmicromotor KL 7 S - LED (100 - 40.000 U/Min)	4.250,-
8849	2. Lichtturbineneinrichtung für 4-Loch-Anschluss	1.798,-
8034	3. Lichtturbineneinrichtung für 4-Loch-Anschluss	1.798,-
8234	2. Lichtmicromotor KL 7 S - LED	3.800,-
8236	3. Lichtmicromotor KL 7 S - LED	3.800,-
8431	2. Lichtmicromotor K 2	2.590,-
8432	3. Lichtmicromotor K 2	2.590,-
8424	Zahnsteinentferner, Piezon No Pain, EMS mit LED	2.755,-
838710	Zahnsteinentferner, piezokeramisch, Newtron mit Slim LED	2.990,-
8655	Pumpe (z.B. für Kochsalzlösung)	1.762,-
833910	Chirurgiemotor, mit Pumpe	4.534,-
8539	Elektrochirurgiegerät, angebaut	2.496,-
8620	Luftbläser mit Schlauch	399,-
8020	Fußanlasser F 9, kabellos, stufenlos regelbar	1.590,-
8330	Gerätesäule 5 cm höher	97,-
8331	Gerätesäule 10 cm höher	145,-
Wassereinheit		
8036	Separierautomatik Dürr CSI	1.928,-
8112	Amalgamabscheider Combi CAS, Dürr	3.702,-
82370	Mehrfunktionsspritze mit Medienheizung D	1.432,-
82380	Mehrfunktionsspritze ohne Medienheizung D	995,-
818510	Lichtpolymerisation ScanWave	2.039,-
8417	Doppelgelenkarm für U 742 / 743	675,-
841120	Assistenzelement Kompakt	1.194,-
8412	Selektivablage Saugschläuche	602,-
8413	Wasserbespülung Saugschläuche (nur mit 8412)	759,-
886130	3. Saugschlauch groß (mit Bespülung)	750,-
886230	3. Saugschlauch klein (mit Bespülung)	732,-
834418	Trayaufnahme Assistenzelement (für 1 Normtray)	302,-



Zusätzliche Ausstattung

Bestell-Nr.	Artikelbeschreibung	Preis in € exkl. MwSt.
Traytisch		
8258	Halterung für Einwegbecher	145,-
Behandlungsleuchte		
8665	Behandlungsleuchte Solaris 3	2.995,-
852111	Bausatz Deckenmodell Solaris 2/3	1.394,-
Patientenstuhl		
831710	Aufstellplatte UD 2021 / 2022	1.145,-
8568	Rückenlehne schmal	o. Aufpreis
8668	Kopfstütze „Uni“, ausziehbar, zweifach schwenkbar	913,-
888205	Kopfpolster Memoryschaum	530,-
897010	Armlehne rechts verschiebbar/abklappbar, hellgrau	761,-
897410	Armlehne links verschiebbar/starr, hellgrau	761,-
8011	Fremdbezug Patientenstuhl, ohne Polsterstoff	892,-
	Polster: Stamskin Top	
Versorgungselement		
219010	Druckwasserflaschen-System „Solo Bottle“	1.094,-
2190	Druckwasserflaschen-System „Duo Bottle“, mit 2 Flaschen, automatisch umschaltbar	2.051,-
888010	Anschlussmöglichkeit Schnellkupplung, UD 2021/ 2022 Wasser/Luft & Kaltgerätesteckdose 230 V (EMS)	864,-
888020	Anschlussmöglichkeit Schnellkupplung, UD 2021/ 2022 Wasser/Luft & Kaltgerätesteckdose 230 V	664,-
Multimedia		
822803	vision U	5.626,-
	Interaktives Touchscreen-basiertes Multimediasystem, bestehend aus: Softwarepaket, 21,5“ Multi-Touchscreen, intraorale Kamera Dürr VistaCam iX HD Smart (siehe Seite 38)	
2235	vision U Kabelset (8 Meter)	543,-
	HDMI, Netzwerk, USB, Audio, Leerrohr Ø 50 mm	
722620	Monitorpaket „Basis“	3.851,-
	22“ Neovo Monitor (DR-22P)	
722650	Kamerapaket Dürr VistaCam iX HD Smart	3.968,-
	Intraorale Kamera für Monitorpaket	
830110	Multimediavorbereitung für vision U	1.105,-
830111	Multimediavorbereitung für Neovo	692,-
Arbeitsessel		
801470	Arbeitsessel IRON A (Rundsitz)	834,-
801472	Arbeitsessel IRON D (anatomisch mit Rückenlehne)	1.133,-
801473	Arbeitsessel IRON S (Sattelsitz)	805,-
8012	Fremdbezug Arbeitsessel, ohne Polsterstoff, IRON A	193,-
Sonderlacke		
8113	Individuelle Komplettlackierung in RAL-Farben mit Leuchte (ohne Leuchtenkopf)	2.714,-
8129	Akzentfarben (Wassereinheit oben, Assistenzelement, evtl. Arztelement)	399,-



ULTRADENT

Dental-Medizinische Geräte GmbH & Co. KG

Eugen-Sänger-Ring 10
D-85649 Brunnthal

+49 (0)89 420 992-70
info@ultradent.de



Best. Nr. 36299310

Stand: Mai 2021
Technische Änderungen
sowie Satz- und Druckfehler
sind vorbehalten.

Idee & Realisation:
mms-die-agentur.de © 2021

www.ultradent.de/
ultradent-portfolio/odeoo/